



## Description of this Thermometer

- ON/OFF button
- Display
- Battery compartment cover
- Measuring sensor

## Important Safety Instructions

- The instrument may be used only for measuring body temperature!
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the instrument from impact and dropping!
- Avoid bending the tip more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the instrument.
- We recommend this instrument is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact MicroLife-Service to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

## Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ❶, a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed. Then «---» and a flashing «°C» appear at the display field ❷. The thermometer is ready for use now.

## Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

## Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 6 seconds and that the thermometer can now be read. To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ❶. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

## Reviewing the last Measurement

Press ON/OFF button ❶ for 2 seconds, when turning on the thermometer. The last measurement will be displayed together with a «M» for memory. After 2 seconds the thermometer will automatically switch off.

## Measuring methods / Normal body temperature

## ► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ❹ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air.

**Approx. measuring time: 30 seconds!**

## ► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring sensor ❹ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

**Approx. measuring time: 30 seconds!**

► **In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C**

To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes is recommended regardless of the beep sound.

## Cleaning and Disinfecting

Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70% Isopropyl) to clean the thermometer. Avoid wiping the display with Isopropyl alcohol to protect it from fading.

**Please never immerse into liquids!**

## Battery Replacement

When the «▽» symbol (upside-down triangle) appears at the display field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ❸ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

## Technical Specifications

<b>Type:</b>	Maximum thermometer
<b>Measurement range:</b>	32.0 °C to 42.9 °C Temp. < 32.0 °C: display «---» for low (too low) Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)
<b>Measurement accuracy:</b>	± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
<b>Operating conditions:</b>	10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
<b>Storage conditions:</b>	-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
<b>Battery:</b>	1.5/1.55 V; LR41
<b>Battery lifetime:</b>	approx. 4500 measurements (using a new battery)
<b>IP Class:</b>	IP22
<b>Reference to standards:</b>	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b>Expected service life:</b>	5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC. Technical alterations reserved.

## Guarantee

We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well and send with sufficient postage to the MicroLife distributor.

reclamaciones dentro del período de garantía deben ser presentadas con el recibo de compra. Sírvase embalar correctamente su instrumento defectuoso y envíelo con suficiente franqueo al distribuidor MicroLife.

## Description du thermomètre

- Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
- Écran
- Couvercle du logement de la pile
- Embout thermosensible

## Importantes précautions d'emploi

- L'instrument ne convient qu'à la mesure de la température corporelle.
- Toujours respecter la durée de mesure minimale en attendant que le bip retentisse.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étranglement dans le cas où l'appareil est fourni avec des câbles ou des tuyaux.
- Ne mettez pas l'appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par exemple à proximité de téléphones portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale de 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.
- Veiller à ne pas laisser tomber l'instrument et à ne pas lui faire subir de chocs!
- Éviter de recourber la pointe de plus de 45°!
- Ne pas exposer l'instrument à des températures ambiantes supérieures à 60 °C. Ne JAMAIS faire bouillir l'instrument!
- Pour procéder au nettoyage, n'utiliser que les désinfectants répertoriés dans le paragraphe «Nettoyage et désinfection».
- Nous recommandons de faire contrôler la précision de cet instrument tous les deux ans ou après un choc mécanique (par ex. chute). Veuillez contacter le Service MicroLife pour convenir d'une révision.
- ATTENTION:** La mesure délivrée par ce thermomètre ne constitue pas un diagnostic! Ne pas se fier uniquement au résultat de la mesure.

Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparation des ordures ménagères.

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Partie appliquée du type BF

## Mise en marche du thermomètre

Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/OFF ❶. Un bref bip indique que le «thermomètre est en marche». Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran. Ensuite, «--» et un «°C» apparaît à l'écran ❷. Le thermomètre est alors prêt à l'emploi.

## Test de fonctionnement

Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque mise en marche. En cas d'anomalie de fonctionnement (imprécision de mesure), le message «ERR» s'affiche et la prise de mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le thermomètre.

## Utilisation du thermomètre

Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et le symbole «°C» clignote. Si le bip retentit 10 fois et si le «°C» ne clignote plus, l'augmentation de température est inférieure à 0.1 °C en 6 secondes. La mesure peut alors être lue.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF ❶. Certes, le thermomètre s'arrête aussi automatiquement, mais après environ 10 minutes.

## Revoir la dernière mesure

Appuyer sur le bouton ON/OFF ❶ pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. La dernière mesure va apparaître à l'écran en même temps que le sigle «M» (M pour mémoire). Après 2 secondes, le thermomètre s'éteindra automatiquement.

## Méthodes de mesure / Température normale corporelle

## ► Température buccale (dans la bouche) / 35.5 - 37.5 °C

Placer le thermomètre dans l'une des deux cavités situées à gauche ou à droite du frein de la langue. L'embout thermosensible ❹ doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré/expiré.

**Mesure effectuée en 30 secondes environ!**

## ► Température rectale (dans le rectum) / 36.6 - 38.0 °C

Il s'agit de la méthode la plus sûre. Elle convient plus particulièrement aux bébés et aux enfants. Introduire doucement l'embout ❹ d'env. 2 à 3 cm dans le rectum.

**Mesure effectuée en 30 secondes environ!**

## ► Température axillaire (sous l'aisselle) / 34.7 - 37.3 °C

Pour obtenir des résultats plus fiables, nous vous recommandons de mesurer la température de façon orale ou rectale. Un temps de mesure minimum de 3-5 minutes est recommandé même si le bip sonore a retentit.

## Nettoyage et désinfection

Utiliser un chiffon doux ou un chiffon de coton imbibé d'alcool (70% isopropyl) pour nettoyer la surface du thermomètre. Éviter tout contact de l'isopropyl avec l'écran LCD afin de ne pas le détériorer.

**Ne jamais immerger dans un liquide!**

## Remplacement de la pile

Lorsque le symbole «▽» (triangle inversé) s'affiche, la pile est déchargée et doit être changée. Pour effectuer son remplacement, enlever le couvercle du logement de la pile ❸ du thermomètre. Insérer la nouvelle pile en veillant à bien orienter la borne positive (+) vers le haut. S'assurer d'utiliser une pile du même type. Les piles appropriées peuvent être achetées chez tout électricien.

## Caractéristiques techniques

<b>Type:</b>	Thermomètre à maxima
<b>Etendue de mesure:</b>	32,0 °C à 42,9 °C Un «--» s'affiche pour les températures inférieures à 32,0 °C Un «H» s'affiche pour les températures supérieures à 42,9 °C ± 0,1 °C entre 34 °C et 42 °C
<b>Précision:</b>	10 - 40 °C; 15-95% d'humidité relative maximum
<b>Conditions d'utilisation:</b>	10 - 40 °C; 15-95% d'humidité relative maximum
<b>Conditions de stockage:</b>	-25 - +60 °C; 15-95% d'humidité relative maximum
<b>Pile:</b>	1.5/1.55 V; LR41
<b>Durée de vie des piles:</b>	env. 4500 mesures (avec une pile neuve)
<b>Classe IP:</b>	IP22
<b>Référence aux normes:</b>	EN 12470-3, thermomètres médicaux; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b>Ésérance de fonctionnement:</b>	5 ans ou 10000 mesures

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux appareils médicaux 93/42/EEC. Sous réserve de modifications techniques.

## Garantie

Nous vous accordons une garantie à vie à compter de la date d'achat. Aucun dommage occasionné par une mauvaise manipulation n'est couvert par la garantie. La pile et l'emballage sont également exclus de la garantie. Ainsi que tout autre sinistre. Toujours joindre la preuve d'achat à toute déclaration de sinistre. Veuillez emballer correctement l'instrument défectueux et adresser le paquet affranchi au tarif en vigueur à MicroLife.

## Descrizione del termometro

- Tasto ON/OFF
- Display
- Coperchio vano batterie
- Sensore di misurazione

## Importanti misure precauzionali

- Lo strumento serve esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea!
- Il tempo di misurazione minimo va sempre rispettato senza eccezioni anche dopo il beep!
- Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza la supervisione di un adulto. Alcune parti sono piccole e potrebbero essere ingerite. Prestare attenzione al rischio di strangolamento in presenza di cavi o tubi.
- Non usare il dispositivo vicino a forti campi elettromagnetici come telefoni cellulari o installazioni radio. Mantenere una distanza minima di 3,3 m da altri apparecchi quando si utilizza questo dispositivo.
- Proteggere lo strumento dagli urti e cadute!
- Non piegare la sonda a più di 45°!
- Evitare temperature ambientali superiori ai 60°C. NON IMMERGERE lo strumento in acqua bollente!
- Usare solo i disinfettanti elencati nella sezione «Pulizia e disinfezione» per pulire lo strumento.
- Raccomandiamo di testare lo strumento ogni due anni oppure dopo un impatto meccanico (ad es. caduta) per verificarne la precisione. Si prega di contattare il servizio MicroLife per effettuare le verifiche.

**ATTENZIONE:** la misurazione ottenuta con questo dispositivo non rappresenta una diagnosi! Non fare affidamento solo sulla misurazione.

Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni locali e non come i rifiuti domestici.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo dispositivo.

Parte applicata tipo BF

## Accensione del termometro

Per accendere il termometro, premere il pulsante ON/OFF ❶; un breve segnale acustico, beep, indica che il «termometro è acceso». Viene eseguito un test del display. Tutte le icone devono apparire sul display. Successivamente apparirà «--» e lampeggerà «°C» sul display ❷. Il termometro è ora pronto all'uso.

## Autotest di funzionamento

Il regolare funzionamento del termometro viene controllato ogni volta che si accende. Se nell'autotest di funzionamento viene individuata una disfunzione (inesattezza della misurazione), comparirà «ERR» sul display e non sarà possibile procedere alla misurazione. In questo caso, il termometro deve essere sostituito.

## Uso del termometro

Utilizzare il metodo preferito. Quando si effettua una misurazione, la temperatura rilevata viene continuamente visualizzata ed il simbolo «°C» lampeggia. Quando verrà emesso il segnale acustico beep per 10 volte ed il simbolo «°C» smette di lampeggiare significa che l'incremento della temperatura è inferiore a 0.1 °C in 6 secondi e che il termometro è pronto per la lettura.

Per prolungare la durata della batteria, spegnere il termometro dopo l'uso premendo brevemente il tasto ON/OFF ❶. In ogni caso il termometro si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

## Rivedere l'ultima misurazione

Premere il tasto ON/OFF ❶ per 2 secondi, quando si accende il termometro. Verrà visualizzata l'ultima misurazione insieme ad una «M» ad indicare la memoria. Il termometro si spegnerà automaticamente dopo 2 secondi.

## Tipi di misurazione / Temperatura corporea normale

## ► Orale / 35.5 - 37.5 °C

Introdurre il termometro in una delle due sacche, a sinistra o a destra, accanto alla radice della lingua. Il sensore del termometro ❹ deve essere bene in contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e respirare solo dal naso per non alterare la misurazione.

**Tempo di misurazione approssimativo: 30 secondi!**

## ► Rettale / 36.6 - 38.0 °C

E' il metodo più sicuro e particolarmente indicato per lattanti e bambini. Introdurre con precauzione il sensore del termometro ❹ nell'ano sino a un massimo di 2-3 cm.

**Tempo di misurazione approssimativo: 30 secondi!**

## ► Ascellare / 34.7 - 37.3 °C

Per ottenere risultati più affidabili raccomandiamo di misurare la temperatura in modo orale o rettale. Raccomandiamo di mantenere il termometro sotto l'ascella per almeno 3-5 minuti anche dopo avere sentito il segnale acustico (beep) di fine misurazione.

## Pulizia e disinfezione

Utilizzare un tampone di cotone imbevuto di alcool Isopropilico 70% per pulire e disinfettare il termometro. Non pulire il display con alcool Isopropilico per evitare che si danneggi.

**Non immergerlo mai in liquidi!**

## Sostituzione delle batterie

Quando appare il simbolo «▽» (triangolo capovolto) sulla destra del display, la batteria è esaurita e deve essere sostituita. Aprire il coperchio del vano batteria ❸ e inserire la nuova batteria sia della polarità «+» rivolta verso l'alto. Assicurarsi che la nuova batteria sia dello stesso tipo. La batteria può essere acquistata in qualsiasi negozio di materiale elettrico.

## Specifiche tecniche

<b>Tipo:</b>	Termometro a misurazione massima
<b>Rango di misurazione:</b>	Da 32,0 °C a 42,9 °C Temp. inferiore a 32,0 °C: «--» (troppo basso) Temp. superiore a 42,9 °C: «H» (troppo alto)
<b>Precisione di misurazione:</b>	± 0,1 °C tra i 34 °C e i 42 °C
<b>Condizioni di esercizio:</b>	10 - 40 °C; 15-95 <span> </span> % umidità relativa
<b>Condizioni di stoccaggio:</b>	-25 - +60 °C; 15-95 <span> </span> % umidità relativa
<b>Batteria:</b>	1.5/1.55 V; LR41
<b>Durata batterie:</b>	approssim. 4500 misurazioni (usando una batteria nuova)
<b>Classe IP:</b>	IP22
<b>Riferimento agli standard:</b>	EN 12470-3, termometri clinici; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Aspettativa di vita del prodotto in uso:** 5 anni o 10000 misurazioni  
Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

## Garanzia

Questo prodotto è garantito a vita dalla data di acquisto. Qualsiasi danno causato da un uso improprio non può essere coperto da garanzia. Le batterie e gli imballi sono esclusi dalla garanzia. Altri reclami per danni sono esclusi. Qualsiasi reclamo per danni coperti da garanzia deve essere accompagnato dalla ricevuta di acquisto. Imballare con attenzione il termometro difettoso e spedito per posta ordinaria al distributore MicroLife.

## Beschreibung des Thermometers

- Ein-/Aus-Taste
- Display
- Batteriefachabdeckung
- Mess-Sensor

## Sicherheitshinweise

- Dieses Instrument ist ausschließlich zur Messung der Körpertemperatur bestimmt!
- Die Mindestmessdauer ist ausnahmslos bis zum Signalton einzuhalten!
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie verschluckt werden könnten. Beachten Sie das Strahlungsrisiko sollte dieses Gerät mit Kabeln oder Schläuchen ausgestattet sein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie z.B. Mobiltelefone oder Funkanlagen. Halten Sie einen Mindestabstand von 3,3 m zu solchen Geräten, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
- Das Instrument vor Schlägen und Stößen schützen!
- Das Biegen der Messspitze um mehr als 45° vermeiden!
- Umgebungstemperaturen über 60 °C vermeiden. Das Instrument NIEMALS auskochen!
- Zum Reinigen des Instruments ausschließlich die unter Punkt «Reinigung und Desinfektion» angegebenen Desinfektionsmittel verwenden.
- Wir empfehlen alle 2 Jahre oder nach einer mechanischen Einwirkung (z. B. Stoss durch Herunterfallen) eine Genauigkeitsprüfung für das Instrument durchzuführen. Bitte wenden Sie sich an den MicroLife-Kundendienst, um einen Termin für die Prüfung zu vereinbaren.

**ACHTUNG:** Das von diesem Gerät angezeigte Messergebnis ist keine Diagnose! Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf das Messergebnis.

Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren.

Anwendungsteil des Typs BF

## Inbetriebnahme des Thermometers

Zum Einschalten des Thermometers die Ein-/Aus-Taste ❶ drücken; ein kurzer Signalton signalisiert «Thermometer EIN». Ein Display-Test wird durchgeführt. Alle Segmente sollten angezeigt werden. Dann erscheinen «--» und ein blinkendes «°C» im Display ❷. Das Thermometer ist jetzt bereit zur Messung.

## Funktionstest

Nach jedem Einschalten des Thermometers wird automatisch ein Funktionstest durchgeführt. Bei einer Fehlfunktion (ungenaue Messung) erscheint «ERR» im Display, und es kann keine weitere Messung ausgeführt werden. In diesem Fall muss das Thermometer ausgetauscht werden.

## Bedienung

Wählen Sie die bevorzugte Messart. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das «°C»-Zeichen blinkt. Wenn der Signalton 10-mal ertönt und das «°C» nicht mehr blinkt, ist der Temperaturanstieg kleiner als 0,1 °C in 6 Sekunden und somit ist das Thermometer bereit zum Ablesen.

Zur Verlängerung der Batterielebensdauer das Thermometer durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste ❶ ausschalten. Ansonsten schaltet sich der Thermometer nach ca.10 Minuten aus.

## Den letzten Messwert anzeigen

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ❶ beim Einschalten des Thermometers während 2 Sekunden gedrückt. Der letzte Messwert wird zusammen mit einem «M» für Messwertspeicher angezeigt. Nach 2 Sekunden schaltet sich der Thermometer automatisch aus.

## Messarten / Normale Körpertemperatur

## ► In der Mundhöhle (oral) / 35,5 - 37,5 °C

Das Thermometer in eine der beiden Taschen unter der Zunge, links oder rechts an der Zungenwurzel, einführen. Der Mess-Sensor ❹ muss einen guten Gewebekontakt haben. Den Mund schliessen und ruhig durch die Nase atmen; so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst.

**Mindestmesszeit: 30 Sekunden!**

## ► Im After (rektal) / 36,6 - 38,0 °C

Dies ist die sicherste Messmethode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Der Mess-Sensor ❹ des Thermometers wird vorsichtig 2-3 cm weit in den After eingeführt.

**Mindestmesszeit: 30 Sekunden!**

## ► Unter dem Arm (axillar) / 34,7 - 37,3 °C

Microlife empfiehlt Ihnen, die Temperatur oral oder rektal zu messen, um zuverlässigere Messergebnisse zu erhalten. Eine Mindestmesszeit von 3-5 Minuten wird unabhängig des Signaltons empfohlen.

## Reinigung und Desinfektion

Verwenden Sie ein Alkoholtupfer oder ein mit Alkohol (70 % Isopropanol) befeuchtetes Baumwolltuch, um das Thermometer zu reinigen. Wischen Sie nicht über das Display, Isopropanol kann zur Trübung des Sichtfensters führen.

**Bitte nicht in Flüssigkeiten eintauchen!**

## Batteriewechsel

Sobald im Display das Symbol «▽» (umgedrehtes Dreieck) erscheint, ist die Batterie erschöpft und ein Batteriewechsel ist fällig. Die Abdeckung des Batteriefachs ❸ abziehen, um die Thermometerbatterie auszutauschen. Eine neue Batterie mit dem Zeichen + nach oben in das Batteriefach einlegen. Achten Sie darauf, dass der gleiche Batterietyp verwendet wird. Batterien erhalten Sie in jedem Elektrofachgeschäft.

## Technische Daten

<b>Type:</b>	Maximum-Thermometer
<b>Messbereich:</b>	32,0 °C bis 42,9 °C Temp. < 32,0 °C: Display «--» für low (zu tief) Temp. > 42,9 °C: Display «H» für high (zu hoch) ± 0,1 °C zwischen 34 °C und 42 °C
<b>Messgenauigkeit:</b>	10 - 40 °C; 15-95 <span> </span> % relative maximale Luftfeuchtigkeit
<b>Betriebsbedingungen:</b>	10 - 40 °C; 15-95 <span> </span> % relative maximale Luftfeuchtigkeit
<b>Aufbewahrungsbedingungen:</b>	-25 - +60 °C; 15-95 <span> </span> % relative maximale Luftfeuchtigkeit
<b>Batterie:</b>	1,5/1,55 V; LR41
<b>Batterie-Lebensdauer:</b>	ca. 4500 Messungen (mit neuer Batterie)
<b>IP Klasse:</b>	IP22
<b>Verweis auf Normen:</b>	EN 12470-3, klinische Thermometer; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Durchschnittliche Lebensdauer:** 5 Jahre oder 10000 Messungen  
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie für Medizinische Geräte 93/42/EWG. Technische Änderungen vorbehalten.

## Garantie

Wir gewähren Ihnen eine lebenslange Garantie ab Kaufdatum. Schäden, die aus unsachgemäßer Behandlung entstanden sind, werden von der Garantieleistung nicht erfasst. Die Batterie ist von der Garantie ebenso ausgeschlossen, wie die Verpackung. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Die Garantie muss mit dem Kaufbeleg geltend gemacht werden. Bitte senden Sie das defekte Instrument gut verpackt und ausreichend frankiert an den MicroLife-Vertreter.



**Descrição do termómetro**

- Botão ON/OFF
- Mostrador
- Tampa do compartimento da pilha
- Sensor de medição

**Instruções de segurança importantes**

- O instrumento deve ser utilizado apenas para medir a temperatura corporal!
- É necessário respeitar sempre o tempo de medição mínimo até o sinal sonoro ser emitido!
- Certifique-se de que não deixa o dispositivo ao alcanos das crianças; algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas. Esteja atento ao risco de estrangulamento no caso deste dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.
- Não utilize o dispositivo na proximidade de campos electromagnéticos fortes, tais como, telemóveis ou instalações radiofónicas. Manter uma distância mínima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.
- Proteja o instrumento contra impactos e quedas!
- Evite dobrar a extremidade mais de 45°!
- Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o instrumento!
- Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfeção» para limpar o instrumento.
- É recomendada a realização de testes ao instrumento, de dois em dois anos, para manutenção dos níveis de precisão ou após impacto mecânico (por ex. queda). Contacte o Serviço de Assistência da Microlife para providenciar o teste.

⚠ **AVISO:** O resultado da medição fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado da medição.

As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

Peça aplicada tipo BF

**Ligar o termómetro**

Para ligar o termómetro, pressione o botão ON/OFF ⓘ; um breve sinal sonoro indica que o termómetro está ligado (ON). É efetuado um teste ao mostrador. Deverão visualizar-se todos os segmentos. Depois aparecerá o símbolo «→» e um «°C» intermitente no mostrador ⓘ. O termómetro pode agora ser utilizado.

**Teste de funcionamento**

O funcionamento correto do termómetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer anomalia (medição incorreta), o mostrador indicará a informação «ERR», ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termómetro.

**Utilizar o termómetro**

Escolha o local de medição preferido. Ao efectuar uma medição, a temperatura atual é visualizada constantemente e o símbolo «°C» é apresentado a piscar. Se ouvir o sinal sonoro 10 vezes e o símbolo «°C» deixar de piscar, significa que o aumento de temperatura registado é inferior a 0,1 °C em 6 segundos e que já é possível efectuar a leitura do termómetro.

Para prolongar a duração da pilha, desligue o termómetro pressionando por breves instantes o botão ON/OFF ⓘ. Caso contrário, o termómetro desliga-se automaticamente decorridos 10 minutos.

**Revendendo a última medição**

Pressione o botão ON/OFF ⓘ por 2 segundos, ao ligar o termómetro. A última medição será exibida junto com um «M» para a memória. Após 2 segundos, o termómetro desligar-se-á automaticamente.

**Métodos de medição / Temperatura corporal normal**

► **Na boca (oral) / 35,5 - 37,5 °C**

Coloque o termómetro numa das duas bolsas sob a língua, à esquerda ou à direita do freio da língua. O sensor de medição ⓘ tem de estar em contacto com os tecidos. Feche a boca e respire regularmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pelo ar inalado/expirado.

**Tempo de medição aproximado: 30 segundos!**

► **No ânus (rectal) / 36,6 - 38,0 °C**

Este é o método de medição mais fiável e é especialmente indicado para bebés e crianças. Introduza cuidadosamente o sensor de medição ⓘ do termómetro 2 a 3 cm no recto.

**Tempo de medição aproximado: 30 segundos!**

► **Debaixo do braço (axilar) / 34,7 - 37,3 °C**

Para obter resultados mais fiáveis recomendamos que a temperatura seja medida nas cavidades oral ou rectal. A medição deve ser efetuada durante pelo menos 3-5 minutos independentemente do sinal sonoro.

**Limpeza e desinfeção**

Utilize um algodão ou um toalhete embebido em álcool (isopropilico a 70%) para limpar todo o termómetro. Evite limpar o ecrã com álcool isopropilico para evitar o seu desvanecimento.

**Não submergir o termómetro em qualquer tipo de líquido!**

**Substituição da pilha**

Quando o símbolo «∇» (triângulo invertido) for apresentado no mostrador a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento da pilha ⓘ do termómetro. Introduza a nova pilha colocando o sinal + virado para cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

**Especificações técnicas**

Tipo:	Termómetro de máxima
<b>Gama de medição:</b>	32,0 <span> </span> °C a 42,9 <span> </span> °C Temp. < 32,0 <span> </span> °C: é visualizado o símbolo «→» correspondente a temperatura baixa (demasiado baixa) Temp. > 42,9 <span> </span> °C: é apresentado o símbolo «H» correspondente a temperatura elevada (demasiado elevada)
Condições de funcionamento:	10 - 40 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % humidade relativa máxima
Condições de acondicionamento:	-25 - +60 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % humidade relativa máxima
Pilha:	1,5/1,55 V; LR41
Duração da pilha:	aprox. 4500 medições (usando uma pilha nova)
Classe IP:	IP22

**Normas de referência:** EN 12470-3; termómetros clínicos; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11


<b>Duração expetável de utilização:</b>	5 anos ou 10000 medições
Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.	

**Garantia**

É concedida uma garantia vitalícia após a data de compra. Esta garantia não cobre quaisquer danos causados por manuseamento indevido. A

## microlife

gedekt. De batterij en verpakking vallen ook buiten de garantie. Alle andere aanspraak op schade wordt uitgesloten. Een aanspraak op garantie moet met de aankoopbonn worden ingediend. Verpak uw defecte instrument op een goede manier en stuur het met voldoende frankering naar de Microlife distributeur.



garantia também não cobre a pilha nem a embalagem. Não serão consideradas quaisquer outras reclamações relativas a danos. O pedido de reclamação da garantia deverá ser enviado juntamente com o recibo de compra. Embale corretamente o instrumento avariado e envie com os portes adequados para o distribuidor Microlife.

**Beschrijving van deze thermometer**

- AAN/UIT knop
- Weergave
- Deksel batterijvakje
- Meetsensor

**Belangrijke veiligheidsinstructies**

- Het instrument mag alleen gebruikt worden voor het meten van lichaams temperatuur!
- De meettijd tot het geluidssignaal, moet zonder uitzondering minimaal worden aangehouden!
- Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassenge gebruiken. Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. Wees alert op het gevaar van verstrengeling, indien het apparaat is voorzien van kabels of slangen.

- Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons of radioinstallaties. Zorg voor een afstand van minimaal 3,3 meter van dit soort apparaten, wanneer u dit apparaat in gebruik neemt.
- Bescherm het instrument tegen schokken en vallen!
- Buig de tip niet meer dan 45°!
- Vermijd omgevingstemperaturen van meer dan 60 °C. Kook het instrument NOOIT!

- Gebruik alleen desinfecterende middelen vermeld in de paragraaf «Reinigen en desinfecteren».
- Wij adviseren het instrument elke twee jaar op nauwkeurigheid te testen of na een mechanische schok (b.v. vallen). Neem a.u.b. contact op met Microlife om een test te regelen.
- WAARSCHUWING:** De gemeten temperatuur met dit apparaat is geen diagnose! Vertrouw dus niet enkel op het gemeten resultaat.
- Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huis-houdelijke afval.
- Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door.



Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huis-houdelijke afval.



Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door.



Geleverd onderdeel type BF

**De thermometer aanzetten**

Om de thermometer aan te zetten drukt u de ON/OFF knop ⓘ; in een korte piep geeft aan dat de thermometer ingeschakeld is. Een weergave test wordt uitgevoerd. Alle functiemogelijkheden worden weergegeven. Vervolgens verschijnt «→» en een kippende «°C» in het display ⓘ. De thermometer is nu gereed voor gebruik.

**Functietest**

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd (meting onnauwkeurig), wordt dit aangegeven door «ERR» in het display, en meten is dan niet meer mogelijk. In dit geval moet de thermometer worden vervangen.

**Gebruik van de thermometer**

Kies de gewenste meetmethode. Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur continue weergegeven en het «°C» symbool knippert. Klinkt er 10 keer een piepje en het «°C» knippert niet langer, dan betekent dit dat de gemeten variatie in temperatuur minder is dan 0,1 °C in 6 seconden en dat de thermometer nu afgelezen kan worden.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u de thermometer uitzetten door kort op de ON/OFF knop ⓘ te drukken. Anders zal de thermometer automatisch uitschakelen na ongeveer 10 minuten.

**Uitlezen van de laatste meting**

Druk op de ON/OFF knop ⓘ voor 2 seconden, bij het draaien op de thermometer. De laatste meting wordt getoond samen met het «M» symbool. Na 2 seconden schakelt de thermometer automatisch uit.

**Meetmethoden / Normale lichaams-temperatuur**

► **In de mond (oraal) / 35,5 - 37,5 °C**

Plaats de thermometer onder de tong, links of rechts naast het tong-tongtje. De tip van de thermometer moet goed contact hebben met het weefsel ⓘ (4). Sluit de mond en adem gelijkmatig door de neus om te voorkomen dat de meting wordt beïnvloed door de ademhaling via de mond. **Meettijd ca.: 30 seconden!**

► **In de anus (rectaal) / 36,6 - 38,0 °C**

Dit is de meest betrouwbare meetmethode en met name geschikt voor baby's en kleine kinderen. Breng de meetsensor van de thermometer ⓘ voorzichtig 2 tot 3cm in de anaalopening. **Meettijd ca.: 30 seconden!**

► **Onder de oksel (axillair) / 34,7 - 37,3 °C**

Om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen raden wij aan om oraal of anaal te meten. Wij adviseren een minimum meettijd van 3-5 minuten in aan te nemen ongeacht het piepsignaal.

**Reinigen en desinfecteren**

Gebruik een wattenstaafje of een wattej dat in alcohol is gedrenkt (70% isopropyol) om de thermometer te reinigen. Voorkom dat het display in aanraking komt met Isopropyl alcohol, het display kan hierdoor dof uitslaan.

**Dompel dit instrument nooit in water!**

**Batterijvervanginig**

Wanneer het symbool «∇» v verschijnt op het display, is de batterij leeg en moet deze worden vervangen. Om de batterij te vervangen moet het dekseltje van het batterijvakje worden verwijderd ⓘ. Plaats een nieuwe batterij met de + aan de bovenzijde. Zorg ervoor dat u een batterij van hetzelfde type bij de hand heeft. Batterijen kunnen in bijna alle electronicawinkels worden gekocht.

**Technische specificaties**

<b>Type:</b>	Maximum thermometer
<b>Meeteberik:</b>	32,0 tot 42,9 <span> </span> °C Temp. < 32,0 <span> </span> °C: display «→» voor laag (te laag) Temp. > 42,9 <span> </span> °C: display «H» voor hoog (te hoog)

**Meetnauwkeurigheid:** ± 0,1 °C tussen 34 °C en 42 °C

**Werkingscondities:** 10 - 40 °C; 15-95 % maximale relatieve vochtigheid

**Bewaarcondities:** -25 - +60 °C; 15-95 % maximale relatieve vochtigheid

**Batterij:** 1,5/1,55 V; LR41

**Levensduur batterij:** ongeveer 4500 metingen (met een nieuwe batterij)

**IP Klasse:** IP22

**Verwijzing naar normen:** EN 12470-3, klinische thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Verwachte levensduur:** 5 jaar of 10000 metingen

Dit apparaat komt overeen met de normen van de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

Technische wijzigingen voorbehouden.

**Garantie**

Wij geven u een levenslange garantie na aankoopdatum. Enige schade veroorzaakt door onjuiste hantering zal niet door de garantie worden

gedekt. De batterij en verpakking vallen ook buiten de garantie. Alle andere aanspraak op schade wordt uitgesloten. Een aanspraak op garantie moet met de aankoopbonn worden ingediend. Verpak uw defecte instrument op een goede manier en stuur het met voldoende frankering naar de Microlife distributeur.

**Περιγραφή του θερμομέτρου**

- Πλήκτρο ON/OFF
- Οθόνη
- Κάλυμμα θήκης μπαταρίας
- Αισθητήρας μέτρησης

**Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας**

- Το όργανο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος!
- Η μέτρηση πρέπει πάντοτε να διαρκεί κατ' ελάχιστον μέχρι να ακουστεί η ηχητική ένδειξη (μπιπ)!
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, διότι ορισμένα μέρη του είναι αρκτά μικρά και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Να είστε ενήμεροι για τον κίνδυνο στραγγαλισμού σε περίπτωση που αυτή η συσκευή προσφορεθεί με καλωδία ή σωλήνες.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως κινητά τηλέφωνα ή ραδιόφωνο. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 3,3 m από αυτές τις συσκευές όταν χρησιμοποιείτε το πιστόμητρο.
- Προεξέτε ώστε το όργανο να μην κτυπήθεί ή να μην πέσει κάτω!
- Μη λυγίσετε το εύρηγο περισσότερο από 45°!
- Αποφύγετε τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 60 °C. Μη βάζετε ΠΟΤΕ το όργανο σε βραστό νερό!
- Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικές ουσίες που διατίθενται στο εμπόριο, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα «Καθαρισμός και απολύμανση» για τον καθαρισμό του οργάνου.
- Συνιστάται να ελέγχετε την ακρίβεια αυτού του οργάνου κάθε δύο χρόνια ή εάν κτυπήσει (π.χ. εάν πέσει κάτω). Αποβληθείτε στο τμήμα Service της Microlife για το σχετικό έλεγχο.

⚠ Προσοχή! Το αποτέλεσμα μέτρησης που δίδεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μη βασίζεστε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

Η απορρίψη των μπαταριών και των ηλεκτρονικών οργάνων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή η συσκευή.



Τύπος BF εφαρμοσμένο τμήμα

**Ενεργοποίηση του θερμομέτρου**

Για να ενεργοποιήσετε το θερμομέτρο, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF ⓘ. Με ένα σύντομο πάτημα του κουμπού, ακούγεται η ηχητική ένδειξη (μπιπ) ενεργοποίησης του θερμομέτρου. Πραγματοποιείται έλεγχος οδούς. Όλες οι ενδείξεις πρέπει να εμφανίζονται.

Kατόπιn «→» και ένα σύμβολο «°C» που αναβοσβήνει εμφανίζεται στο πεδίο της οθόνης ⓘ. Τώρα το θερμομέτρο είναι έτοιμο για χρήση.

**Έλεγχος λειτουργίας**

H απαστη λειτουργία του θερμομέτρου ελέγχεται αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Δεν αναβνητεί κάποια δισλεκτρονίση (ανακρίβεια μέτρησης), στην οδόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ERR», και δεν μπορείτε να πραγματοποιήστε μέτρηση της θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, το θερμομέτρο πρέπει να αντικατασταθεί.

**Χρήση του θερμομέτρου**

Επιλέγτε την επιθυμητή μέθοδο μέτρησης. Όταν πραγματοποιείτε μέτρηση, η θερμοκρασία εμφανίζεται συνεχώς στην οδόνη και αναβοσβήνει το σύμβολο «°C». Εάν ακούσετε το μπιπ 10 φορές και το σύμβολο «°C» σταματήσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι μετρήθηκε αύξηση θερμοκρασίας μικρότερη από 0,1 °C σε 6 δευτερόλεπτα και ότι η μέτρηση είναι σωστή.

Για να παραστήτε η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απονεργοποιείτε το θερμομέτρο πατώντας στυνημία του πλήκτρο ON/OFF ⓘ. Διφορητικά, το θερμομέτρο θα απενεργοποιήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά περίπου.

**Μέθοδοι μέτρησης / Κανονική θερμοκρασία σώματος**

► **Στο στόμα (στοματική) / 35,5 - 37,5 °C**

Τοποθετήστε το θερμομέτρο κάτω από τη γλώσσα, στο αριστερό ή το δεξιό κοίλωμα της βόσης της γλώσσας. Ο αισθητήρας μέτρησης ⓘ πρέπει να εφάπτεται καλά με το υπογλώσσου έδαφος. Κλείστε το στόμα και αναπνεύετε ομαλά από τη μύτη για να μην επηρεαστεί η μέτρηση από τον εισπνεόμεno/εκπνεόμεno αέρα.

**Χρόνος μέτρησης: 30 δευτερόλεπτα περίπου!**

► **Στον πρωκτό (πρωκτική) / 36,6 - 38,0 °C**

Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης, και συνιστάται ιδίως για βρέφη και μικρά παιδιά. Εισάγετε προσεκτικά τον αισθητήρα μέτρησης ⓘ του θερμομέτρου κατά 2 - 3 cm στον πρωκτό.

**Χρόνος μέτρησης: 30 δευτερόλεπτα περίπου!**

► **Στη μασχάλη (μασχαλιαία) / 34,7 - 37,3 °C**

Η πιο αξιόπστή αποτελέσματα, συνιστάται η σταματική ή πρακτική μέτρηση της θερμοκρασίας. Απαιτείται ελάχιστος χρόνος μέτρησης 3-5 λεπτά, ανεξάρτητα με την ηχητική ειδοποίηση.

**Καθαρισμός και απολύμανση**

Χρησιμοποιήστε ένα αποκαθαριστικό ή λιno βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα (70% ισοπροπυλική αλκοόλη) για να καθαρίσετε το κέλυφος του θερμομέτρου και το εύρηγο μέτρησης. Μη καθαρίζετε την οδόνη του θερμομέτρου με ισοπροπυλική αλκοόλη προκειμένου να την προστατέψτε από εξθρίσιασμα.

**Ποτέ μην το βυθίζετε σε υγρό!**

**Αντικατάσταση μπαταρίας**

Wanneer het symbool «∇» verschijnt op het display, is de batterij leeg en moet deze worden vervangen. Om de batterij te vervangen moet het dekseltje van het batterijvakje worden verwijderd ⓘ. Plaats een nieuwe batterij met de + aan de bovenzijde. Zorg ervoor dat u een batterij van hetzelfde type bij de hand heeft. Batterijen kunnen in bijna alle electronicawinkels worden gekocht.

Όταν στην οδόνη εμφανίζεται το σύμβολο «∇» (ανάποδο τρίγωνο), η μπαταρία έχει αποφορτιστεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Για να αντικαταστήσει την μπαταρία, αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας ⓘ από το θερμομέτρο. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία με το άκρο + προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκαιμη για μπαταρία ιδίου τύπου. Μπορείτε να αγοράσετε τις μπαταρίες από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρικών.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

<b>Τύπος:</b>	Θερμομέτρο Maximum
<b>Εύρηγο μέτρησης:</b>	32,0 <span> </span> °C έως 42,9 <span> </span> °C Θερμ. < 32,0 <span> </span> °C: ένδειξη «→» για χαμηλή (πολύ χαμηλή) Θερμ. > 42,9 <span> </span> °C: ένδειξη «H» για υψηλή (πολύ υψηλή)

**Ακρίβεια μέτρησης:** ± 0,1 °C μεταξύ 34 °C και 42 °C

**Συνθήκες λειτουργίας:** 10 - 40 °C; 15-95 % μέγιστη σχετική υγρασία

**Συνθήκες αποθήκευσης:** -25 - +60 °C; 15-95 % μέγιστη σχετική υγρασία

**Μπαταρία:** 1,5/1,55 V; LR41

**Διάρκεια ζωής μπαταρίας:** περίπου 4500 μέτρησεις (με μία νέα μπαταρία)

**IP Κατηγορία:** IP22

**Πρότυπο EN 12470-3:** Θερμομέτρο μέτρησης θερμοκρασίας σώματος; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:** 5 χρόνια ή 10000 μετρήσεις


Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Ιατρικών Συσκευών, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC.

Η εταιρεία διαπρέι το δικαίωμα για αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών.

**Εγγύηση**

Παρέχεται εγγύηση εν' όρου ζωής μετά την ημερομηνία αγοράς. Τυχόν ζημία που προκαλείται από λανθασμένο χειρισμό δεν καλύπτεται από την

εγγύηση. Η μπαταρία και η συσκευασία εξαιρούνονται από την εγγύηση. Όλες οι υπόλοιπες οδώνσεις για ζημία εξαιρούνται. Τυχόν αξίωση για κλήση για την εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από την αποδείξη αγοράς. Συσκευαστεί σωστά το ελασματοκό όργανο και αλείτσει το ταχυδρομικούς με τα τέλη πληρωμένα στον ανημπόσωτο Microlife.



• Η ανημιστολή του θερμομέτρου επιτρέπει την μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος!
• Η μέτρηση πρέπει πάντοτε να διαρκεί κατ' ελάχιστον μέχρι να ακουστεί η ηχητική ένδειξη (μπιπ)!
• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, διότι ορισμένα μέρη του είναι αρκτά μικρά και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Να είστε ενήμεροι για τον κίνδυνο στραγγαλισμού σε περίπτωση που αυτή η συσκευή προσφορεθεί με καλωδία ή σωλήνες.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως κινητά τηλέφωνα ή ραδιόφωνο. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 3,3 m από αυτές τις συσκευές όταν χρησιμοποιείτε το πιστόμητρο.
• Προεξέτε ώστε το όργανο να μην κτυπήθεί ή να μην πέσει κάτω!
• Μη λυγίσετε το εύρηγο περισσότερο από 45°!
• Αποφύγετε τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 60 °C. Μη βάζετε ΠΟΤΕ το όργανο σε βραστό νερό!
• Χρησιμοποιήστε μόνο απολυμαντικές ουσίες που διατίθενται στο εμπόριο, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα «Καθαρισμός και απολύμανση» για τον καθαρισ